

Adaptaid⁺

Armoire ventilée

HEPA pour caissons de stérilisation



Armoires conçues pour
permettre de ranger en
toute sécurité les
instruments médicaux.

Endoscopie

Stérilisation - URDM

ORL

adaptaid.com



Armoire ventilée HEPA pour caissons de stérilisation MEDICASE

Avantages de l'armoire

- + **Armoire conçue pour permettre d'ajouter les fonctions de traçabilité** et assurer un suivi constant des équipements.
- + **Grande fenestration** pour une meilleure visibilité.
- + **Éclairage DEL** uniformément distribué.
- + **Système d'entreposage et stockage flexible** pour caissons ou bacs.
- + **Accès rapide** pour le changement de filtres.
- + **Dispositif de verrouillage** pour prévenir les intrusions et les vols.
- + **Dispositif manuel d'ouverture des portes** en cas d'urgence.
- + **Tablettes ajustables en hauteur** pour maximiser l'espace en fonction des formats de caissons ou bacs.



Armoires à porte simple ou double

Modèles	Portes	Tablettes	Dimensions en pouces L x P x H	Dimensions en millimètres L x P x H
EDS-024-3027	1	6	30 x 27 x 72	762 x 686 x 1829
EDS-024-4227	2	6	42 x 27 x 72	1067 x 686 x 1829

Armoire ventilée HEPA étanche avec ouvertures contrôlées pour assurer un environnement aseptique nécessaire à l'entreposage de caissons de stérilisation.

Chassis

- + Construction 100% acier inoxydable

Tablettes

- + Ajustables en hauteur avec ouvertures de ventilation
- + Coulissantes pour faciliter l'accès (en option)

Filtres

- + Filtres HEPA 99.97% pour l'habitacle
- + Indicateur de remplacement et pré-filtre

Ventilation

- + Pression positive en continu

Portes

- + Verre trempé
- + Joints étanches
- + Avertisseur sonore de porte ouverte
- + Dispositif de verrouillage

Autres caractéristiques

- + Éclairage DEL

Conformité

- + Conçu selon les normes et recommandations en vigueur dans l'industrie et le milieu médical
- + Fabriqué au Canada



L'ajout d'un système de traçabilité ADAPTAID+ permet d'assurer un suivi constant de l'armoire


Le responsable de l'armoire peut consulter localement ou à distance l'état des instruments médicaux entreposés ainsi que le journal de bord pour prendre connaissance de tous les événements enregistrés. Le système de traçabilité est doté d'équipements performants de qualité tels un écran tactile couleur, un lecteur de code à barres et un lecteur RFID.


Système de traçabilité (option)

- + Système intégré
- + Écran couleur tactile de 10 pouces (254 mm)
- + Lecteur de codes à barres et RFID
- + Événements et alarmes consignés dans le journal de bord
- + Codes de couleurs et pictogrammes facilitant l'identification
- + Enregistrement des instruments stockés
- + Identification simple de l'état des instruments
- + Alerte pour les changements de filtres
- + Accès contrôlés des utilisateurs
- + Temps d'entreposage contrôlé
- + Suivi de l'entretien de l'armoire
- + Verrou électromécanique
- + Alerte de porte ouverte



Adaptaid⁺

 448 rue Bourque
Repentigny, Québec
J5Z 5A2 Canada

 450-585-7272

 info@adaptaid.com



CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE ADAPTAIDE INC. TOUTE REPRODUCTION,
UTILISATION OU COPIE À DES FINS DE FABRICATION OU DE VENTE DE TOUT
PRODUIT EST FORMELLEMENT INTERDITE SANS CONSENTEMENT ÉCRIT.

©2023 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS